

**POTÊNCIA** - pressione a tecla **MENU**, ate que escrito **POTÊNCIA**, logo após pressione a tecla "+ ou -" para aumentar ou diminuir a intensidade da massagem, nível de **00 a 08**.

**VELOCIDADE** - pressione a tecla **MENU** ate que apareça escrito **VELOCIDADE**, logo após pressione a tecla "+ou -" para aumentar ou diminuir a velocidade massagem de nível 00 a 05.

**TEMPO** - Pressione a tecla **MENU**, ate que apareça escrito **TEMPO**, logo após pressione a tecla "+ou -" para aumentar ou diminuir o tempo de 05 a 50 minutos.

**PONTOS** - Pressione a tecla **MENU**, ate que apareça escrito **PONTOS**, logo após pressione seta "+" onde ira apresentar um gráfico com **4 PONTOS** representado com a letra (L) ligado e (D) desligado, com isso utilizando as setas "= ou -" permitira o funcionamento ou não dos **PONTOS** desejados a sua necessidade, para retornar ao menu principal basta pressionar tecla liga.

**RELÓGIO** - Pressione a tecla **MENU**, ate que apareça escrito **AJUSTE RELÓGIO**, logo após pressione tecla "+" para justar os minutos e a seta "-" para ajustar as horas.

**ALARME** - Pressione a tecla **MENU**, ate que apareça escrito **AJUSTE ALARME**, logo após pressione tecla "+" para justar os minutos e a seta "-" para ajustar as horas ao sair o alarme está ativado, para desativar basta pressionar a tecla Menu com o aparelho desligado na tela inicial.

**AUTO** - Ao pressionar a tecla **AUTO** indica funções manual e no display apagara a escrita, para voltar ao modo automático basta pressionar novamente a tecla Auto que voltará no modo automático.

**DIR/ESQ** - Ao pressionar a tecla **DIR/ESQ** indica ao lado a ser desligado como lado direito e lado esquerdo sendo identificado através da seta vermelha no display. Esta função corresponde ao **BILATERAL**.

**QUÂNTICO** - Ao pressionar a tecla **QUÂNTICO**, apresentará no visor **BIO**, a partir dai iniciará o moderno sistema de emanação quântica, mesmo após desligar no modo automático continuará ligado por mais 8 horas, com desligamento automático. Com um moderno sistema de energia eletromagnética, o sistema possibilita ligar a energia quântica juntamente com a vibroterapia.

## PONTOS DE MASSAGEM



CERVICAL LOMBAR COXAS PANTURRILHAS

A **VIBROTERAPIA** é um sistema de massagem através de vibrações (pulso rápido) e ondas eletromagnéticas; a massagem comprime os tecidos flácidos e estimula as redes receptora nervosas.

Pode demonstrar o auto reflexo, tanto superficiais como profundo, na pele, nos músculos, tendões e nos tecidos mais profundos do corpo.

A **VIBROTERAPIA** baseia-se no principio de proporcionar através de vibrações eletrônicas uma serie de efeitos benéficos já pesquisados em vários países.

A **VIBROTERAPIA** é a massagem através de ondas vibratórias, além de muito relaxante é indicada no auxilio de tratamento de doenças como dores na coluna, problemas articulares, fadiga mental, estresse, insônia e desmotivação sexual.

A **VIBROTERAPIA** proporciona em pouco espaço de tempo uma melhor qualidade de vida.

A **VIBROTERAPIA** é um novo conceito de terapia através de vibrações eletromagnéticas. Conjunto de motores acoplados à superfície de colchões proporcionam uma massagem eletrônica relaxante.

Este equipamento é acionado através de controle remoto com mostrador digital. Possui despertador para que o usuário possa acordar já recebendo uma massagem estimulante. E possui programações diversas, que permitem selecionar uma região específica para ser massageada.

## SISTEMA QUÂNTICO ESCALAR

É um aparelho gerador de energia pulsátil com campo harmônicos de magnitude sem direção específica, 180 graus lateral, de baixa extrema frequência corrente e tensão fixa em 12 hertz não polarizante ondas senoidais intercalantes com pulsos positivos negativos de forma crescente em corrente AC com tensão variável entre 0.05mv a 1.05 mv máximo.

## BENEFICIO

Dentro das normas da OMS, maneira mais eficiente e segura que oferecemos ao nosso organismo a energia natural que ele necessita para ter uma vida longa e saudável, nossa vida é afetada todos os dias pelo ritmo estafante e pelo stress ao qual se submetemos constantemente.

É nesse contexto que se desenvolveu um sistema para ser acoplado em colchões, visto que as pessoas utilizam de deste beneficio enquanto dormem, já que passamos cerca de um terço da nossa vida deitado em um colchão.

**Contra Indicações:** Processos hemorrágicos e ulcerosos. Fratura em consolidação, cicatrização cirúrgica e portadores de marca-passo.

**Derrames recentes:** Iniciar massagem somente após autorização medica.

**Período de Gestação** somente com autorização médica.

A garantia desse produto não cobre danos causados por mau uso abuso; acidente; a fixação de qualquer acessório não autorizado; alteração do produto.

A empresa não se responsabiliza por qualquer dano acidental.

Todas as despesas de frete e remessa correrão por conta do usuário, quando não houver assistência em sua cidade, sugerimos usar o sistema de encomenda normal (PAC) pelos correios.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Dentro dos Termos e Condições abaixo, o:

Kit Vibro

Kit Quântico

De propriedade do sr.(a) \_\_\_\_\_

Está garantida por 1 (um) ano contra possíveis defeitos de fabricação.

Em caso de violação dos lacres, violação do "Controle" a presente garantia fica sem efeito.

Data: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

## MASSAGEADOR ELETRÔNICO

O massageador eletrônico possui 4 zonas de atuação e funciona no modo **BILATERAL**. Tem a opção de desligar o lado esquerdo ou direito ou manter os dois lados em funcionamento.

Ao ligar o **CONTROLE** estará funcionando no modo **PADRÃO**, ou seja não memoriza as últimas configurações utilizadas. Isto significa que todas as funções de fábrica serão restauradas.

- **Velocidade e intensidade no valor intermediário**
- **Todas as zonas habilitadas**
- **Forma de massagem na função 1**
- **Timer em 15 minutos.**

**FUNÇÃO 1:** Todas as zonas ligadas, massageando do 4 ao 1 estágio, há uma intensidade forte e mais fraca dando uma sensação de pulso massageador.

**FUNÇÃO 2:** Todas as zonas ligando e desligando simultaneamente, funcionando com pulso massageador,, aumentando gradualmente a intensidade causando uma sensação de relaxamento.

**FUNÇÃO 3:** Todas as zonas ligadas, massageando em ciclo decrescente 4 em 2 alternados com variações de intensidade forte ou fraco.

**FUNÇÃO 4:** Todas as zonas ligadas, alternando os ciclos de forte para fraco com intervalos de 2 segundos.

**FUNÇÃO 5:** Semelhante a função anterior, mas com ritmo acelerado, também é uma massagem bastante completa com sentimento de compressão em toda a musculatura.

**FUNÇÃO 6:** Atua ligando uma zona de cada vez (da 1a a 4) ate que completa o ciclo e começa novamente, é uma massagem de ação profunda e renovadora que atua sobre o organismo.

**FUNÇÃO 7:** Cada área atua por dois segundos na intensidade máxima provocando uma massagem intermitente.

**FUNÇÃO 8:** Atua mantendo sempre as duas zonas ligadas realizando uma onda da zona 1 e 2 ( ombros e costas) e nas zonas 3 e 4 (coxas e pernas).

**FUNÇÃO 9:** Começa uma sequencia de ligando a zona 1 à 4 à 2 e 3 com intervalo de dois segundos desligando no final do ciclo, é uma massagem de ação calmante

**FUNÇÃO 10:** Inicia a massagem em todas as zonas, desligando uma por uma ate chegar a zona 3, repete o ciclo com intervalo de dois segundos causando uma massagem de ação bastante superficial, relaxante e anti stress.

**FUNÇÃO 11:** Todas as zonas ligadas com intensidade média passando o movimento de onda da cabeça aos pés. Faz uma espécie de rolo massageador com ação profunda intermediaria, indicado para os sistema linfático e nervoso.

**FUNÇÃO 12:** Todas as zonas ligadas provocando uma massagem profunda e renovadora.

**FUNÇÃO 13:** Inicia a massagem na região central passando para as extremidades com intervalo de dois segundos.

**FUNÇÃO 14:** Atua nas quatro zona alternadamente variando sua vibração com pulso forte e diminuindo a intensidade da massagem rapidamente.

**FUNÇÃO 15:** Atua ligando zona por zona (da zona 1 a Zona 4) e retorna com a mesma intensidade fazendo uma espécie de rolo que vai e vem, trazendo um ótimo relaxamento para os músculos.

**FUNÇÃO 16:** Muito semelhante a função anterior, ele atua na zona1 a zona 4 e repete o ciclo.

**FUNÇÃO 17:** Todas as zonas ligadas iniciando uma com uma variação de densidade forte e diminuindo ate zerar e começa a subir novamente até a forte. Esta massagem proporciona uma compressão em toda a musculatura.

**FUNÇÃO 18:** Semelhante a função anterior, mas com um sistema de pulsação atingindo uma massagem mais profunda, causando uma ação renovadora.

**FUNÇÃO 19:** Todos os pontos de massagem atuam na forma circular e sequencial passando a movimento irregular produzindo uma massagem de micro dedos.

**FUNÇÃO 20:** Todos os pontos de massagem vibram juntos em alta velocidade, proporcionando ao usuário uma massagem relaxante e profunda.

### ENERGIA QUÂNTICA ESCALAR

Para acionar precione a tecla: 

## CONTROLE REMOTO BILATERAL

### DISPLAY LCD COLORIDO:

Visor digital indicativos de função.

### LIGA e DESLIGA:

O sistema de massagem.

### AUTO:

Sempre que o revitalizador for ligado a função automática se iniciará percorrendo os 20 programas existentes intercalando a cada 50 segundos.

Seta menos (-)

**MENU:** Aciona controle de função.

### IMAGEM ILUSTRATIVA

**DIR/ESQ:** Indica lado a ser desligado como lado direito e lado esquerdo, função **BILATERAL**.

Seta menos (+)

**QUÂNTICA:** Ativa o tratamento como energia quântica. Pode ser ligado independente da massagem.

**BILATERAL**

## CONHECENDO AS FUNÇÕES DO CONTROLE

Pressione a Tecla LIGA, iniciará todas as funções no modo automático com funções pré programadas.

O display LCD digital indica as funções de massagem e podem ser alterados com o acionamento da seta "+ ou -".

No modo automático aparecerá escrito no visor a palavra AUTO acesso e as funções de 1 a 20 se intercalam com intervalo de 50 segundos, se preferir no modo manual basta apertar tecla AUTO, que vai para a função manual.